


1.5T MRI 画像



1.5T MRI 画像

Not for Diagnostic Use

処理フロー: VSRAD advance 解析結果レポート

患者ID: 検査日: 2012 収集日: 受付番号: 性別: M

名前: 生年月日: 年齢: 性別: M

Zスコア解析結果(自動算出)

(1) VOI内萎縮度: Severity of VOI atrophy (VOI内の0を超えるZスコアの平均) 0.85

(2) 全脳萎縮領域の割合: Extent of GM atrophy (全脳萎縮領域のZスコア>2の領域の割合) 6.99%

(3) VOI内萎縮領域の割合: Extent of VOI atrophy (VOI内のZスコア>2の領域の割合) 2.39%

(4) 萎縮比(VOI内/全脳): Ratio of VOI/GM atrophy (全脳萎縮を1とした割合) 0.34倍

Zスコア解析結果(自動算出)

詳細情報

項目	指標	全体の値	右側の値	左側の値	右側-左側
灰白質(1)	VOI内萎縮度: Severity of VOI atrophy	0.85	1.04	0.60	0.43
灰白質(2)	全脳萎縮領域の割合: Extent of GM atrophy	6.99	-	-	-
灰白質(3)	VOI内萎縮領域の割合: Extent of VOI atrophy	2.39	3.95	0.75	3.20
灰白質(4)	萎縮比(VOI内/全脳): Ratio of VOI/GM atrophy	0.34	-	-	-
灰白質(5)	VOI内最大値: Max in VOI	3.47	3.47	2.81	0.67
白質	全脳萎縮領域の割合: Extent of WM atrophy	5.07	-	-	-

所見(医師が記入)


担当医師: watansabe 読影医師: watansabe

記載日: 2012.06.21

コメント

評価

- ☐ AD(前駆期を含む)に特徴的な萎縮が明確に認められる
- ☐ AD(前駆期を含む)に特徴的な萎縮は明確ではないが一部認められる
- ☐ ADに特徴的な萎縮は認められない
- ☐ ADに特徴的な萎縮の評価は困難である
- ☐ その他



VSRAD解析(早期AD診断支援システム)

3.0T MRI 画像

